


# SAVECOMP MEGASCAN:

# HufSCAN

messen, analysieren  
dokumentieren

## Einsatzbereiche


- **statische Messungen, z.B. unbeschlagene Hufe vor und nach dem Ausschneiden**
- **dynamische Messungen in allen Gangarten an jeweils 2 Hufen**
- **beschlagene Hufe zur Kontrolle**
- **Analyse von einseitigen Belastungen des Hufes**
- **Dokumentation orthopädischer Hufversorgungen**
- **rechtzeitiges Erkennen von Haltungsschäden und Hufkrankungen bei veränderter Druckbelastung**




## Auswertungen

- **2D- und 3D-Grafiken der Druckverteilung**
- **Anzeige des Kraftmittelpunktes**
- **Diagramme über die Belastungsfläche des gesamten Messfeldes oder ausgewählter Regionen**
- **Abstandsmessung am Bildschirm möglich (cm)**
- **1:1 Ausdrucke**
- **Gegenüberstellung mehrerer Messungen**
- **u.v.m.**

Messfeld



Videoeinbindung optional



SAVECOMP MEGASCAN

Hamburger Allee 55 · 30161 Hannover

Tel. 0511 - 809 45 63

Fax. 0511 - 88 79 66

www.megascan.de email:info@megascan.de